



酸素を吸入する

ミルク鼻腔カニューラ S-01 認証番号: 22200BZX00748000

サイズ 装着部鼻幅サイズ



- ◆透明、無毒PVC
- ◆耳掛け式タイプ
- ◆アンチクラッシュチューブ
- ◆スーパーソフトチップ
- ◆新生児・幼児・小児・中人・大人

XXS	6mm
XS	8mm
S	12mm
M	16mm
L	18mm




肌に柔らかミルクタッチのスーパーソフトチップ

チューブ長さ: 200cm・150cm・チューブ無し

CO2モニター式鼻腔カニューラ S-021 認証番号230AFBZ1000860C

リザーバーバッグ付酸素マスクS-012 認証番号301AGBZX0008400



鼻チップ

- ◆圧縮酸素使用
- ◆呼気、吸気を左右に分けて使用
- ◆ミルクタッチのスーパーソフトチップ



耳クッション



リザーバーバッグ付酸素マスク



酸素マスク



酸素チューブ

蘇生ポケットマスク S-005

届出番号: 26B1X10007000024 ・ 26B1X10007000025 ・ 26B1X10007000026

★酸素インレット無し

- ◆透明塩ビマスク、携帯用ケース入り
- ◆空気入りで患者に直ぐに使用可
- ◆一回使用フィルターが感染の危険を防止
- ◆呼吸器などにも連結して使用可
- ◆マスク部分は再使用可能



ポケットマスク



携帯保存用

使用イラスト付ケース

救急、搬送に大活躍!



マウスピース使用

蛇腹管 + マウスピース



新生児・乳児用



感染予防単回使用バルブ

実用新案: 3138041



実用新案: 3138041

人工呼吸マスク S-014

気管切開マスク S-019 認証番号: 228AGBZX00021000

届出番号: 26B1X10007000033



- ◆呼吸、蘇生治療用(酸素供給器に接続)
- ◆クッション仕様が患者にやさしく密着する
- ◆一回使用・再利用禁止 ◆ラテックスフリー



気管切開用マスク



気管切開マスク



コネクター

2m酸素チューブコネクター付

- ◆360°回転アダプター付
- ◆患者の負担を軽減する固定スナップ(首に回して固定スナップで取付ます)

気管切開マスク

ダイリユータ付



気道を確保する

スタイルット Ki-001 26B1X10007000020

滅菌ディスポで安心使用!


スタイルットの補助具

バイトブロック Ki-003



アダプター無し

	Fr * 長さ(mm)	◆アルミニウム芯、プラスチックカバー
XS	6Fr * 180	◆滑らかな表面と先端
S	10Fr * 240	◆単回使用・再利用禁止
M	12Fr * 280	◆滅菌
	14Fr * 330	



気管挿管の挿入を補助する



- ◆肌を傷めない綿ひもで固定
- ◆歯にソフトな感触
- ◆サイズ: 大、中、小
- ◆単回使用・滅菌

薬霧・薬液を吸入する

ネブライザジャー

ネブライザセット

三方活栓 Ye-016 26B1X10007000035



Ym-012  
水平式ネブライザジャー  
10CC  
26B1X10007000031



マスクセット



マウスピースセット




- ◆360°回転
- ◆滅菌、無熱源



延長管付三方活栓 延長管  
Ye-017 26B1X10007000036




Ym-010  
サイドドラフト式ネブライザ  
20CC  
26B1X10007000029



吸引チューブB-002



円錐形コネクタ



ウォータートラップKu-004

分泌物を吸引する

マスクセット: ジャー・酸素マスク・2m酸素チューブ  
マウスピースセット: ジャー・マウスピース・酸素チューブ  
リザーバー管・Tコネクター

◆ラテックスフリー

◆滅菌

◆内径7mm

◆長さ1.8m

26B1X10007000021

26B1X10007000023

◆22M/15F・容量30cc

◆接続部2か所

◆呼吸回路管に接続

ネブライザー付属部品/単品 Ym-008



吸入マスク

- ◆透明、無毒PVC
- ◆調節ノズクリップ
- ◆吸入マスク S、M、L、XL
- ◆アンチクラッシュチューブ
- ◆酸素濃度 中



酸素チューブ



マウスピース



Tコネクター



リザーバー管  
(22mm内径)  
(16cm長さ)



## 現在の販売商品は？

## 「気道を確保する」分野

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| ・スタイレット  | 気管内チューブを挿入に適切な形にする補助具 |
| ・バイトブロック | 気管内チューブ使用時の噛み防止       |




## 「空気やガスを吸引する」分野

- |            |               |
|------------|---------------|
| ・ウォータートラップ | 呼吸回路間内の水滴を集める |
|------------|---------------|

## 「酸素を吸入する」分野

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| ・ミルク鼻腔カニューラ      | 肌に柔らかなチューブは新生児にも負担が少ない   |
| ・CO2モニター式鼻腔カニューラ | 約1か月間使用できる液体酸素使用         |
| ・リザーバーバッグ付き酸素マスク | 非再呼吸マスク                  |
| ・蘇生ポケットマスク       | 救急用に使いやすく逆止弁のバルブで感染防止    |
| ・クッション付きフェイスマスク  | 新生児～大人まで5つのサイズで対応        |
| ・気管切開マスク         | 気管切開チューブ着用の患者さんを安全に移動できる |



## 「薬霧・薬液を吸入する」分野

- |         |            |
|---------|------------|
| ・ネブライザー | 在宅で使用できます。 |
| ・三方活栓   | 単回使用で感染を防ぐ |

## 「分泌物を吸引する」分野

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| ・吸引チューブ            | 手術時の分泌物を吸引する              |
| ・ウォータートラップ         | 呼吸回路間内の水滴を集める             |
| ・コントロールバルブ付吸引カテーテル | 10mmごとの目盛り付チューブで挿入位置が確認し易 |



## 京中貿易株式会社とは？

京都市中京区にある医療機器貿易会社で、中国京冷医療器械有限公司のディスポ製品を中心に販売しています。



創業は1991年12月12日。1993年1月中国杭州医療器械工場と合弁会社を設立し、中日合資杭州京冷医療器械有限公司としてディスポ医療機器の製造、販売を開始しました。

## 医療機器販売に必要な許可証類は？

- ・第一種医療機器製造販売業許可証 許可番号 26B1X10007号  
輸入など日本での販売関連、製品の品質、安全などに責任を持ちます。
- ・医療機器製造業許可証 許可番号 26BZ200089号  
製品の包装や管理を行います。
- ・高度医療機器等販売業・賃貸業 許可番号 第100613号  
販売に必要な入出荷、検査を行います。



京中貿易代表取締役 小田さく江



## では、杭州京冷医療器械有限公司とは？

前身は1958年設立の杭州医療器械工場。中国四大医用冷蔵庫製造工場の一つで、中国医療市場において時代に応じた方向転換を図るべく、ディスポ医療機器に目を向け、塩ビ製の「気管内チューブ」で新分野を切り開きました。中国国内初です。

以後、救急の分野にも製品群を増やし、2012年安徽省宣城市技術開発区に第二工場を建設。ヨーロッパ、アメリカ、日本など世界に向けて「KYOLING」ブランド商品を輸出しています。

杭州工場:2,000坪 安徽工場:10,000坪

社員:280人 売上(2013年)10億日本円



杭州京冷医療器械有限公司

## 取得許可証類は？

- ・医療機器外国製造業者認定証 認定番号 BG10500217 (日本での販売に必須)
- ・ISO13485
- ・FDA (USA)
- ・中国国家医薬局証
- ・中国医薬局証
- ・他輸出先の国に必要な許可証
- ・他輸出先の国に必要な許可証



安徽京冷医療器械有限公司

## 京中貿易株式会社

604-8371

京都市中京区神泉苑町1-2

Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544

https://kyoling.net

office@kyoling.net



## 杭州京冷医療器械有限公司

310018

浙江省杭州市 杭州經濟技術開發区16号大街9号

Tel.0086-571-8684-0896 Fax.0086-571-8684-0897

https://kyoling.com

kyoling@kyoling.com

